

---

# Weiton®-Smooth

## Verarbeitungsanleitung

---

### Vorpoliermittel



Johannes I **Weithas**  
dental-kunststoffe • zähne

## Material

Weiton®-Smooth ist ein geruchsneutrales, antibakterielles Vorpoliermittel in Pulverform auf Basis speziell zusammengestellter kristalliner Strukturen. Weiton®-Smooth ist enorm abrasiv trotz feiner Körnung, bei gleichzeitig signifikant höherer Standzeit.

## Indikation

Die Weiton®-Smooth Körnung ist speziell für das Vorpolieren von Valplast® optimiert, eignet sich aber ebenso gut für alle anderen Kunststoffprothesen und thermoelastische Schienenmaterialien. Durch den Einsatz von Weiton®-Smooth wird der Zeitaufwand bei der anschließenden Hochglanzpolitur erheblich reduziert. Weiton®-Smooth wird in der gleichen Poliertechnik angewendet wie Bimssteinpulver.

## Verarbeitung

Es empfiehlt sich, anstelle von Wasser eine Bimsdesinfektion zu verwenden. In den Poliertrog wird die Bimsdesinfektion oder Wasser hineingegossen und mit Weiton®-Smooth aufgefüllt bis ein Brei ähnliches Gemisch entsteht. Dieses Gemisch sollte so mit der Hand aufgenommen werden können, dass es nicht zwischen den Fingern durchläuft. Somit wird die notwendige Haftung auf dem zu polierendem Objekt gewährleistet.

Die zu polierende Kunststoffoberflächen sollte immer wieder mit feuchtem Weiton®-Smooth benetzt werden um ein Überhitzen zu vermeiden.

Zur Vorpolitur können handelsübliche Bürsten verwendet werden. Meistens genügen Leinenschwabbeln und Ziegenhaarbürsten, um eine starke Abrasion von unebenen Stellen zu erzielen und gleichzeitig eine äußerst glatte Oberfläche zu erhalten.

Anschließend kann wie gewohnt die Hochglanzpolitur vorgenommen werden.

## Lieferform

Packung mit 10.000 g im Karton.

## Lagerhinweise

Trocken lagern, Gebinde geschlossen halten und vor Feuchtigkeit schützen.

## Sicherheitsratschläge und Gefahrenhinweise

Bitte Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten. Alle Sicherheitsdatenblätter finden Sie auch im Internet unter [www.weithas.de](http://www.weithas.de).

## Hersteller Hinweis

Die Beratung über die Anwendung der von uns gelieferten Produkte, ob mündlich, schriftlich oder durch Demonstration, erfolgt nach bestem Wissen und ist als unverbindlicher Hinweis zu betrachten. Sie entbindet den Benutzer nicht von der Pflicht, die Produkte persönlich auf Qualität, Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Der Einsatz und die Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrolle und liegen somit in der Verantwortung des Verwenders. Unsere Haftung beschränkt sich nur auf die Qualität des verarbeiteten Materials. Die Behältnisse sind nach Gebrauch umgehend wieder zu verschließen.

## Valplast® empfiehlt Weiton®-Smooth zur Vorpolitur!

## Kontakt

*Für die Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.*

## Johannes I Weithas dental-kunststoffe • zähne

*Johannes Weithas GmbH & Co. KG  
Gartenstraße 6  
24321 Lütjenburg*

*Telefon: +49 (43 81) 43 39  
Telefax: +49 (43 81) 43 69*

*E-Mail: [info@weithas.de](mailto:info@weithas.de)  
Internet: [www.weithas.de](http://www.weithas.de)*