

---

# Weiton®-Gipslöser

## Verarbeitungsanleitung

---

Konzentrierter Gipslöser, biologisch abbaubar



Johannes | **Weithas**  
dental-kunststoffe • zähne

---

### **Material/ Indikation**

---

Reinigt Kunststoffprothesen und Spatel sowie gipsverschmutzte Oberflächen von Gipsresten.

---

### **Anwendung**

---

Pur mit/ohne Ultraschall  
Verdünnung mit Wasser 1 : 2 mit/ohne Ultraschall

---

### **Hinweis**

---

Biologisch abbaubar, materialschonend, greift Metallwannen nicht an.

---

### **Lieferform**

---

Flasche mit 1000 mlm oder Kanister mit 5000 ml Inhalt.

---

### **Sicherheitsratschläge und Gefahrenhinweise**

---

Vor Gebrauch gut schütteln!

Bitte Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten. Alle Sicherheitsdatenblätter finden Sie auch im Internet unter [www.weithas.de](http://www.weithas.de).

---

### **Hersteller Hinweis**

---

Die Beratung über die Anwendung der von uns gelieferten Produkte, ob mündlich, schriftlich oder durch Demonstration, erfolgt nach bestem Wissen und ist als unverbindlicher Hinweis zu betrachten. Sie entbindet den Benutzer nicht von der Pflicht, die Produkte persönlich auf Qualität, Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Der Einsatz und die Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrolle und liegen somit in der Verantwortung des Verwenders. Unsere Haftung beschränkt sich nur auf die Qualität des verarbeiteten Materials. Die Behältnisse sind nach Gebrauch umgehend wieder zu verschließen.

## **Kontakt**

Für die Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

### **Johannes | Weithas** dental-kunststoffe • zähne

Johannes Weithas KG  
Gartenstraße 6  
24321 Lütjenburg

Telefon: +49 (43 81) 43 39  
Telefax: +49 (43 81) 43 69

E-Mail: [info@weithas.de](mailto:info@weithas.de)  
Internet: [www.weithas.de](http://www.weithas.de)