
Weiton®-Tray-Clean

Verarbeitungsanleitung

Spezial-Reinigungsflüssigkeit zur Beseitigung
der Inhibitionsschicht



Johannes I **Weithas**
dental-kunststoffe • zähne

.....
Material/ Indikation
.....

Spezial-Reinigungsflüssigkeit zur Beseitigung der Inhibitionsschicht.

.....
Anwendung
.....

Zellstoff oder Lappen mit Weiton®-Tray-Clean tränken und die Inhibitionsschicht von der Oberfläche lichtgehärteter Kunststoffe abwischen.

.....
Hinweis
.....

Biologisch abbaubar.

.....
Lieferform
.....

Flasche mit 500 ml oder Kanister mit 3000 ml Inhalt.

.....
Sicherheitsratschläge und Gefahrenhinweise
.....

Bitte Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten. Alle Sicherheitsdatenblätter finden Sie auch im Internet unter www.weithas.de.

.....
Hersteller Hinweis
.....

Die Beratung über die Anwendung der von uns gelieferten Produkte, ob mündlich, schriftlich oder durch Demonstration, erfolgt nach bestem Wissen und ist als unverbindlicher Hinweis zu betrachten. Sie entbindet den Benutzer nicht von der Pflicht, die Produkte persönlich auf Qualität, Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Der Einsatz und die Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrolle und liegen somit in der Verantwortung des Verwenders. Unsere Haftung beschränkt sich nur auf die Qualität des verarbeiteten Materials. Die Behältnisse sind nach Gebrauch umgehend wieder zu verschließen.

Kontakt

Für die Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Johannes I Weithas
dental-kunststoffe • zähne

Johannes Weithas GmbH & Co. KG
Gartenstraße 6
24321 Lütjenburg

Telefon: +49 (43 81) 43 39
Telefax: +49 (43 81) 43 69

E-Mail: info@weithas.de
Internet: www.weithas.de