
Weiton®-Gipslöser

Verarbeitungsanleitung

Konzentrierter Gipslöser, biologisch abbaubar



Johannes | **Weithas**
dental-kunststoffe • zähne

Material/ Indikation

Reinigt Kunststoffprothesen und Spatel sowie gipsverschmutzte Oberflächen von Gipsresten.

Anwendung

1.

Pur mit/ohne Ultraschall
Verdünt mit Wasser 1 : 2 mit/ohne Ultraschall

Hinweis

Biologisch abbaubar, materialschonend, greift Metallwannen nicht an.

Lieferform

Flasche mit 1000 mlm oder Kanister mit 5000 ml Inhalt.

Sicherheitsratschläge und Gefahrenhinweise

Vor Gebrauch gut schütteln!

Bitte Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten. Alle Sicherheitsdatenblätter finden Sie auch im Internet unter www.weithas.de.

Hersteller Hinweis

Die Beratung über die Anwendung der von uns gelieferten Produkte, ob mündlich, schriftlich oder durch Demonstration, erfolgt nach bestem Wissen und ist als unverbindlicher Hinweis zu betrachten. Sie entbindet den Benutzer nicht von der Pflicht, die Produkte persönlich auf Qualität, Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Der Einsatz und die Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrolle und liegen somit in der Verantwortung des Verwenders. Unsere Haftung beschränkt sich nur auf die Qualität des verarbeiteten Materials. Die Behältnisse sind nach Gebrauch umgehend wieder zu verschließen.

Kontakt

Für die Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Johannes I Weithas
dental-kunststoffe • zähne

Johannes Weithas GmbH & Co. KG
Gartenstraße 6
24321 Lütjenburg

Telefon: +49 (43 81) 43 39
Telefax: +49 (43 81) 43 69

E-Mail: info@weithas.de
Internet: www.weithas.de