


Vorteile des Krystal Tray

- Ausgießen in nur einem Arbeitsgang
- Präziser Sitz der Schnittsegmente
- Stabile Fixierung der Modellsegmente durch innovatives Design
- Keine störenden Schmutzablagerungen
- Starrer Kunststoff verhindert Verwindungen
- Ansprechende Präsentation, personalisierbar mit Laborlogo
- Auf Wunsch wiederverwendbar
- Attraktives Preis-Leistungsverhältnis



Präzise Sägeschnittmodelle

Gern beantworten wir Ihre Fragen zum Krystal Tray Modell System.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

Johannes Weithas KG
Gartenstraße 6
D-24321 Lütjenburg

Telefon: +49 (43 81) 43 39
Telefax: +49 (43 81) 43 69

E-Mail: info@weithas.de
Internet: www.weithas.de

Das Krystal Tray Modell System gibt es exklusiv bei:

Johannes | **Weithas**
dental-kunststoffe • zähne



Krystal Tray Modell System

Sägeschnittmodelle
präzise, ansprechend & schnell!

Das Krystal Tray Modell System

Die Innovation für die schnelle und genaue Herstellung von qualitativ hochwertigen Kronen- und Brücken-Modellen.

Das pinlose Modellsystem Krystal Tray ist einfach einzusetzen und absolut präzise in der Anwendung. Die hochwertige Kristalloptik der Trays, ergänzt um Ihre optionale Laborwerbung, präsentiert Ihre fertigen Arbeiten auf begeisternde Weise. Dazu ermöglichen der attraktive Preis und die effiziente Verarbeitung deutliche Einsparpotentiale für Ihr Labor.

Innovatives und effizientes Design

Gemeinsam hat ein Team aus Zahntechnikern und Produkt-Ingenieuren die bestehenden Modell-Systeme analysiert und deutlich weiterentwickelt. Das Ergebnis ist ein erheblicher Gewinn an Präzision, Anwenderfreundlichkeit und Ästhetik.

Professionelle Präsentation – auf Wunsch mit Ihrem Laborlogo bedruckt

Das innovative Zungenkonzept fixiert Schnittsegmente, kompensiert die Expansion und spart dabei noch deutlich Gips



Der im Vergleich äußerst starre Kristall-Kunststoff verhindert Verwindungen des Trays

Das Modell wird lediglich in einem einzigen Arbeitsgang gegossen

Spezielle Verzahnung garantiert sicheren Sitz der Segmente – auch im Frontzahnbereich

Überlegenes Design

Flexibles Bodenkonzepit garantiert höchste Präzision

Teil des neuartigen Krystal Tray Modell Systems ist ein flexibles Bodenkonzepit, das die Vorteile von Systemen mit Böden und solchen von offenen Tray Systemen auf intelligente Art kombiniert.



Mit Membranboden

- Der hauchdünne Membranboden fängt zunächst Gips während des Ausgießens auf
- Anschließend kann der Membranboden abgetrimmt werden
- Falls das Tray wiederverwendet werden soll, kann einfach auf das Abtrimmen des Bodens verzichtet werden



Mit entferntem Boden

- Der nun offene Boden verhindert problematische Schmutzablagerungen an der Unterseite
- Ein unten bündiges Sitzen signalisiert dem Anwender sofort die korrekte Passung
- Nach dem Entfernen der Zunge können die Sägeabschnitte durch einfaches Drücken aus dem Tray entnommen werden

Einfache Verwendung im Splitcast Artikulator

Die Krystal Trays können praktisch mit jedem erhältlichen Artikulator, zum Beispiel in der Splitcast Methode, verwendet werden. Durch das innovative Design der Krystal Split Artikulationsplatten ist auch hier höchste Präzision gewährleistet: Über eine spezielle konische Lagerung erhält man eine präzise und eindeutige Positionierung des Trays auf der Artikulationsplatte. Ein Mikrospace verhindert Beeinträchtigungen durch eventuelle Verschmutzungen an der Unterseite.

Ansprechende Optik



Konische Lagerung zwischen Tray und Artikulationsplatte

Hochwertige Präsentation der finalen Arbeit

Das Krystal Tray Modell System unterstützt Sie bei der hochwertigen Präsentation der zahntechnischen Arbeit bei Ihren Kunden. Der Patientennamen lässt sich optimal auf der Außenseite des Trays anbringen. Für den anschließenden Versand der Trays erhalten Sie die genau passenden Krystal Safe Versandboxen. So ist Dank der transparenten Versandbox der Patientennamen auch ohne zu öffnen perfekt von außen lesbar. Optional bieten wir Ihnen an, die weißen Arbeitszungen und Versandboxen mit Ihrem Labor- bzw. Praxislogo zu personalisieren.



Transparente Krystal Tray Versandbox mit Laborlogo